

**DevoMedic**  
- doctors choice



**POP-Q måler**

## POP-Q måler

- Udviklet i Danmark i samarbejde med danske læger.
- Den første enkle måler i verden.
- Nem, hurtig og sikker at bruge

### POP-Q måling

I 1995 vedtog International Continence Society (ICS), Den Amerikanske Uro gynækologiske Forening (AUGS) og the Society of Gynecologic Surgeons at POP-Q målinger skulle være international standard.

### Dugabasen

I 2006 blev DUGA databasen oprettet i Danmark af DSOG og DUGS og styres i dag af DUGS. Dugabasen blev oprettet for at skabe en standardisering og kvalitets kontrol indenfor urininkontinens og genital prolaps.

### Ny opfindelse

Med baggrund i ovennævnte har DEVOME-DIC, i samarbejde med danske læger udviklet et måle instrument, som kan bruges til POP-Q målinger, da der i dag ikke findes et måleinstrument til dette, som er enkelt og hurtigt at bruge.



### Hvordan foretages målinger idag?

I dag bruges linieal, tungespartler, finger osv. til disse målinger, hvilket IKKE giver en ensartet data.

Den nye POP-Q måler giver således mulighed for en ensartet måling.

### POP-Q måleren består af 2 dele.

- Påførings enheden hvori der sidder hymen indikatoren som er bevægelig.
- Samt selve måleren.



### Måleren påsættes nu et Sims speculum.

- Dette gøres ved at klikke den på Speculum.
- Der kan bruges eget Speculum.

### Sims engangsspeculum.

Fordelene ved dette produkt er:

- 100% ren hver gang.
- Leverandør QC. Produktansvarlig igennem hele håndteringsforløbet
- Ingen autoklave.
- Den er ikke kold.
- Bruger kan se igennem den.
- Lave omkostninger.



# DevoMedic

- doctors choice

Rugmarken 6B  
DK-6000 Kolding  
Tlf. +45 2336 6143  
Fax +45 7551 0006  
info@devomedic.com  
devomedic.com